

Wydział	Imię i nazwisko 1. 2.		Rok	Grupa	Zespół
<b>PRACOWNIA FIZYCZNA WFiiS AGH</b>	Temat:				Nr ćwiczenia
Data wykonania	Data oddania	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia	OCENA

## Ćwiczenie nr 43: HALOTRON

### Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem Halla, wycechowanie halotronu i pomiar rozkładu pola magnetycznego pochodzącego od cewki kołowej i magnesu trwałego.

### Zagadnienia kontrolne

1. Pojęcie pola elektrycznego i definicja wektora natężenie tego pola **E**.
2. Pojęcie potencjału pola elektrycznego  $V$  oraz napięcia  $U$ . Omów wzór na obliczanie pracy w polu elektrycznym.
3. Podaj prawo Ohma: wersja makroskopowa i mikroskopowa.
4. Omów takie wielkości jak: wektor gęstości prądu **j**, prędkość unoszenia **v**, koncentracja nośników prądu  $n$ . Podaj związek między tymi wielkościami.
5. Pojęcie pola magnetycznego i indukcji magnetycznej **B**. Kształt linii pola magnetycznego wokół przewodnika prostoliniowego i cewki.
6. Podaj prawo Biota-Savarta i wyprowadź wzór na indukcję magnetyczną **B** w środku kołowego przewodnika o promieniu  $R$ , w którym płynie w nim prąd o natężeniu  $I$ .


Ocena i podpis

7. Podaj wzór na siłę Lorentza i omów zachowanie się ładunków jednorodnym polu magnetycznym.

8. Omów zjawisko Halla i wyprowadź wzór na napięcie Halla.


## 1. Układ pomiarowy

Na rysunku 2 przedstawiony jest schemat układu pomiarowego



Rys. 2. Schemat układu pomiarowego

## 2. Wykonanie ćwiczenia

### A. Cechowanie halotronu

1. Zestawić obwód zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 2. Po sprawdzeniu przez prowadzącego zajęcia włączyć mierniki i układy zasilające. (Włączenia najlepiej dokonać w obecności prowadzącego zajęcia).
2. Ustawić halotron w środku cewki:
  - a) przesuwając halotron w kierunku poziomym znaleźć położenie odpowiadające maksymalnej wartości  $U$ .
  - b) przesuwając halotron w kierunku pionowym znaleźć położenie odpowiadające minimalnej wartości  $U$ .
3. Wykonać pomiar napięcia  $U$  w funkcji natężenia prądu cewki  $I_s$  dla trzech wartości prądu halotronu  $I$ . Jeżeli prowadzący zajęcia nie ustali inaczej to:
  - dla prądu halotronu  $I$  przyjąć wartości 3,5; 5,0 i 7,5 mA.
  - prąd cewki  $I_s$  zmieniać w zakresie 0 - 10 A, co 1 A.

Uzyskane wyniki wpisać do tabeli 1 i nanieść na wykres 1

### B. Pomiar rozkładu pola magnetycznego wzdłuż osi cewki

1. Ustalić prąd halotronu  $I$  i cewki  $I_c$  (zaleca się przyjąć wartości maksymalne czyli odpowiednio 7,5 mA i 10 A).
2. Zaczynając od środka cewki przesuwać halotron co 0,5 cm i odczytywać napięcie  $U$ . Wyniki wpisać do tabeli 2. **Uwaga:** co kilka pomiarów wyłączyć prąd halotronu i sprawdzić wartość napięcia  $U_r$ . W przypadku wystąpienia istotnych różnic tych wartości zwrócić się do prowadzącego zajęcia o sprawdzenie układu pomiarowego.

### C. Pomiar indukcji pola magnetycznego dla magnesu stałego (ferrytowego).

1. Wyłączyć prąd cewki i umieścić w układzie magnes ferrytowy. Podobnie jak w punkcie B dokonać pomiaru napięcia  $U$  dla trzech odległości halotronu od magnesu:  
 $x = 0$  cm, 5 cm i 10 cm.

### Wariant do wykonania (określa prowadzący)

Wykonaj pomiary opisane w punktach .....

<i>podpis</i>
---------------

### 3. Wyniki pomiarów

Tabela 1

Prąd cewki $I_c$ [A]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prąd halotronu $I$ [mA]	Napięcie $U$ [mV]										

Wykres 1 (wkleić papier milimetrowy)




Tabela 2

Odległość $x$ [cm]	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Napięcie $U$ [mV]											
Indukcja $B$											
Odległość $x$ [cm]	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	
Napięcie $U$ [mV]											
Indukcja $B$											

## 2. Opracowanie wyników pomiarów.

### A. Cechowanie halotronu

1. Na wykresie 1, dla każdego prądu halotronu dopasować prostą metodą graficzną.  
Uwaga: Proste te można również wyznaczyć metodą regresji liniowej.
2. Z wykresu prostych wyznaczyć ich parametry czyli współczynniki kierunkowe i punkty przecięcia z osią rzędnych.
3. W oparciu o równanie (6) i wyniki z punktu 2 obliczyć stałą halotronu  $c$  i opór  $R$  (po trzy wartości).
4. Dla tych trzech wartości  $c$  i  $R$  obliczyć wartość średnią i niepewność standardową.

**Obliczenia:**

### B. Pomiar rozkładu pola magnetycznego wzdłuż osi cewki


1. Przekształcając równania (6) i korzystając z wyznaczonych w punkcie A wartości  $c$  i  $R$  obliczyć wartości indukcji pola magnetycznego  $B$  w odpowiednich punktach i wpisać do tabeli 2.
2. Wykonać wykres zależności indukcji pola magnetycznego  $B$  w funkcji odległości od środka cewki (wykres 2).
3. Na tle punktów doświadczalnych (wykres 2) nanieść zależność teoretyczną, którą przedstawia równanie:

$$B(x) = \frac{B_0}{\left(1 + \frac{x}{r}\right)^{\frac{3}{2}}}$$

Gdzie –  $B_0$  jest indukcją magnetyczną w środku cewki,  $x$  jest odległością od środka cewki wzdłuż osi symetrii,  $r$  jest promieniem cewki.

Wykres 2 (wkleić papier milimetrowy)

*B*



**C. Pomiar indukcji pola magnetycznego dla magnesu stałego (ferrytowego).**  
(przedstawienie wyników i obliczeń)

1. Analogicznie jak w punkcie B(1) obliczyć indukcję pola magnetycznego  $B$  dla zadanych odległości.
2. Oszacować niepewności i porównać wartości pola magnetycznego magnesu i cewki